

PBST (1×, pH=7.4)

产品货号: M20176

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸缓冲盐溶液即Phosphate-Buffered Saline, 是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一, 又称Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS。

尚宝生物 PBST(1×, pH=7.4)又称PBS-Tween, 由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成, 含0.05%Tween20, 不含Ca²⁺、Mg²⁺, pH值为7.4, 多用作ELISA清洗液, 亦可用于清洗Western Blot实验中PVDF膜或NC膜。

产品组成

名称	规格	保存条件
PBST (1×, pH=7.4)	500ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 操作参考实验具体要求。无需配制, 直接使用。
2. 清洗膜时, 每次5~10min, 重复3次。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>