

硼酸盐缓冲液 (BBS, pH=8.4)

产品货号: M20185

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 硼酸盐缓冲液 (BBS, pH=8.4)由硼酸、四硼酸钠、氯化钠组成, 硼酸浓度为0.1M, 四硼酸钠浓度为0.025M, 用调节pH至8.4, 主要用于生物素标记。

产品组成

名称	规格	保存条件
硼酸盐缓冲液 (BBS, pH=8.4)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意密闭保存, 避免挥发。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>