

羟胺溶液（1.5M，pH=8.0）

产品货号：M20189

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

抗体是指能与相应的抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。抗体与荧光基团或生物素的结合是一个复杂的过程，为了提高荧光基团或生物素的标记效率，采用羟胺溶液去除不稳定的标记物很有必要。

尚宝生物 羟胺溶液(1.5M，pH=8.0)由1.5M的羟胺盐酸盐、去离子水等组成，pH值为8.0。该试剂主要用于在抗体标记荧光基团或生物素的过程中去除结合不稳定的荧光基团或生物素。

产品组成

| 名称 | 规格 | 保存条件 |
|-------------------|-------------|------|
| 羟胺溶液（1.5M，pH=8.0） | 100ml/500ml | 室温 |

操作步骤（仅供参考）：

1. 取探针与抗体的反应物，加入1/10体积的羟胺溶液(1.5M，pH=8.0)，室温孵育20~30min，终止反应。
2. 通过分子筛层析或其他方法分离纯化抗体。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>