

酸性磷酸酶封闭液（100×）

产品货号：M20197

产品规格：50ml/100ml

产品简介：

酸性磷酸酶可以用于ELISA检测中，其反应产物为可溶性的具有颜色的物质，常用于分光光度计定量测定。虽然石蜡包埋能破坏大多数酸性磷酸酶的活性，但残留的酶亦会影响标记效果。

尚宝生物 酸性磷酸酶封闭液(100×)由酒石酸、防腐剂等组成，能够很好的封闭酸性磷酸酶，但其有可能会破坏抗原。

产品组成

名称	规格	保存条件
酸性磷酸酶封闭液（100×）	50ml/100ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 切片贴于玻片上，用PBS轻轻清洗。
2. 将玻片吸干或吹干，稀释酸性磷酸酶封闭液(100×)至1×，入1×酸性磷酸酶封闭液，孵育10~20min。
3. 无需清洗，直接将玻片吸干或吹干。
4. 在未标记的一抗中孵育。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>