

## Sorensen磷酸缓冲液 (0.1M, pH=5.3-8.04)

产品货号: M20194

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 Sorensen磷酸缓冲液(0.1M, pH=5.3-8.04)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢钠组成, 按不同比例混合后获得对用PH值, pH值可选5.3, 5.6, 5.91, 6.24, 6.47, 6.64, 6.81, 6.98, 7.17, 7.73, 8.04。主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。

### 产品组成

名称	规格	保存条件
Sorensen磷酸缓冲液 (0.1M, pH=5.3-8.04)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>