

血清封闭剂

产品货号: M20222

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

在免疫组化染色中, 如果组织内存在相同的内源酶, 应抑制内源性酶活性, 不能让其加入底物的反应体系, 以免影响标记的效果, 如过氧化物酶、碱性磷酸酶等。

尚宝生物 血清封闭剂主要由优级牛血清、磷酸盐等组成, 能够很好的非特异性结合反应, 尤其适用于封闭冰冻切片的内源性酶的活性。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
血清封闭剂	50ml/100ml	2-8℃

操作步骤:

1. 切片贴于玻片上, 用PBS轻轻清洗。
2. 将玻片吸干或吹干, 入血清封闭剂, 孵育10~20min。
3. 无需清洗, 直接将玻片吸干或吹干。
4. 在未标记的一抗中孵育。

注意事项:

1. 一经开启, 立即使用, 并防止微生物污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>