

## TEA溶液 (0.05M)

产品货号: T16329

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

三乙醇胺(Triethanolamine, TEA)又称三(2-羟乙基), 分子式为 $C_6H_{15}NO_3$ , CAS号为102-71-6。TEA溶液(0.05M)由50mM三乙醇胺、0.1% Triton X-100、氯化钠组成, 属于pH缓冲液, 经过滤除菌处理。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TEA溶液 (0.05M)	100ml	室温, 避光
TEA溶液 (0.05M)	500ml	室温, 避光

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>