

Tris-甘氨酸电泳缓冲液 (1×)

产品货号: T15193

产品规格: 500ml/5000ml

产品简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称SDS-PAGE电泳缓冲液。1×工作液中含有25mM Tris、250mM甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 无需稀释直接使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris-甘氨酸电泳缓冲液 (1×)	500ml/5000ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后使用。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>