

## Tris缓冲盐溶液 (20×TBS,pH=7.4)

产品货号: T15186

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗Western Blot中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。Tris缓冲盐溶液主要成分为Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、防腐剂, 不含Tween20。

### 产品组成:

| 试剂名称                         | 规格    | 保存条件 |
|------------------------------|-------|------|
| Tris缓冲盐溶液<br>(20×TBS,pH=7.4) | 500ml | 2-8℃ |

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般稀释至1×, 再加入0.05~0.1% Tween20, 即获得1×TBST进行下游实验。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>