

## L-谷氨酸溶液 (0.2M)

产品货号: T10171

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

L-谷氨酸(L-Glutamic acid)分子量为147.13, 分子式为 $C_5H_9NO_4$ , CAS号为56-86-0, 是生产味精、香料的原料, 亦可用作哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂, 用途极为广泛。L-谷氨酸溶液(0.2M)由 L-谷氨酸、去离子水组成, 经过滤除菌处理。

### 产品组成:

| 产品名称          | 规格    | 保存条件  |
|---------------|-------|-------|
| L-谷氨酸溶液(0.2M) | 100ml | -20°C |
| L-谷氨酸溶液(0.2M) | 500ml | -20°C |

### 操作步骤 (仅供参考):

- 按实验具体要求操作。
- 一般按培养基: L-谷氨酸溶液=100: 1使用。

### 注意事项:

- 注意避免反复冻融, 并且注意无菌操作。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>