

Tris-甘油加样缓冲液 (5×)

产品货号: T15178

产品规格: 5ml/10ml

产品简介:

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料, 不含变性剂DTT、SDS的缓冲液。

尚宝生物 Tris-甘油加样缓冲液(5×)主要由Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成, 常用于非变性的PAGE电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris-甘油加样缓冲液 (5×)	5ml/10ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 按照每1 μ l 蛋白样品加入4 μ l Tris-甘油加样缓冲液(5×)的比例, 混合蛋白样品和Tris-甘油加样缓冲液(2×)
2. 直接上样到PAGE电泳胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>