

RNA抽提试剂=25:24:1 (pH<5.0)

产品货号: T15250

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

本试剂主要用于RNA的提取试验。抽提剂可以使蛋白质变性,同时利用RNA、DNA、蛋白质三者的性质差别来分离得到RNA。抽提离心后的上层为含RNA的水相、中间为变性蛋白与DNA,下层为有机溶剂相。静置后产品有分层现象,使用时将产品摇匀后用移液器吸取即可。。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
RNA抽提试剂=25:24:1 (pH<5.0)	100ml/500ml	2-8℃, 避光

注意事项:

1. 本试剂有较强的腐蚀性,应尽量避免皮肤接触或吸入体内。如发现变为红色或棕色,表明已发生氧化,不能继续使用。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>