

蛋白磷酸酶抑制剂混合物 (All-in-one, 100×)

产品货号: T15246

产品规格: 1ml/5×1ml/10ml

产品简介:

组织细胞裂解过程中释放大量内源性蛋白磷酸酶,以各种方式催化磷酸化蛋白的去磷酸化。本蛋白磷酸酶抑制剂混合物(All-in-One, 100×)包含6种独立的蛋白磷酸酶抑制剂;每一种抑制剂可特异性抑制某一种或几种蛋白磷酸酶活性。该混合物优化的组成使其可以强烈抑制几乎所有重要的蛋白磷酸酶活性,包括蛋白丝/苏氨酸磷酸酶(PP1、PP2A、PP2B、PP2C)、蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPs)、碱性磷酸酶、酸性磷酸酶等。该混合物为100倍浓缩水溶液,可用于直接加入任何组织类型和细胞的裂解产物中,均能有效抑制磷酸化蛋白质的去磷酸化,从而维护蛋白质的磷酸化状态。适用于Western Blot和免疫共沉淀检测磷酸化蛋白质、蛋白激酶活性测定等。

产品组成:

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
|--------------------------------|----------------|----------|
| 蛋白磷酸酶抑制剂混合物 (All-in-one, 100×) | 1ml/5×1ml/10ml | 2-8℃, 避光 |

该混合物为100倍浓缩水溶液,包含6种独立的蛋白磷酸酶抑制剂;强烈抑制几乎所有重要的蛋白磷酸酶的活性,包括蛋白丝/苏氨酸磷酸酶(PP1、PP2A、PP2B、PP2C)、蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPs)、碱性磷酸酶、酸性磷酸酶等。

适用范围:

抑制磷酸化蛋白质去磷酸化,维护蛋白质的磷酸化状态。适用于Western Blot和免疫共沉淀检测磷酸化蛋白质、蛋白激酶活性测定等。

使用方法:

1. 取出蛋白磷酸酶抑制剂混合物(All-in-One, 100×),振荡重悬混合物。
2. 按照1:100比例,将混合物加入组织细胞裂解液中混合。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com