

乙酸钠溶液（2M，pH=4.0，无菌）

产品货号：T16631

产品规格：500ml

产品简介：

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。乙酸钠溶液(2M，pH=4.0，无菌)主要由2M NaAc组成，调节pH至4.0，经高压灭菌，常用于DNA乙醇沉淀等。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
乙酸钠溶液（2M，pH=4.0，无菌）	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 操作过程中注意无菌操作。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>