

## 1×PBS缓冲液 (pH=7.2-7.4)

产品货号: T16438

产品规格: 500ml

### 产品简介:

PBS即磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 用于分子克隆及细胞培养等, pH为7.2-7.4, 与人体血液等渗, 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾。本产品为1×工作液, 经过除菌处理, 可直接使用。4℃保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
1×PBS缓冲液 (pH=7.2-7.4)	500ml	室温

### 操作流程:

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. PBS在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 请置于37℃水浴至完全溶解后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>