

乙酸凝胶缓冲液 (4×)

产品货号: T15223

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

乙酸凝胶缓冲液(4×)由乙酸、去离子水等组成, 调pH至3.7~5.6之间, 用于非变性条件下的单向凝胶电泳即乙酸非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
乙酸凝胶缓冲液 (4×)	100ml/500ml	2-8℃

操作方法:

1. 组装凝胶电泳玻璃板夹层并固定于支架上。
2. 在100ml烧杯中混匀30%丙烯酰胺/0.8%亚甲基双丙烯酰胺溶液、300mM亚硫酸钠、乙酸凝胶缓冲液(4×)等, 如需迅速凝固, 在使用前加入过硫酸铵和TEMED。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>