

## BES缓冲液 (1M, pH=7.2)

产品货号: T10106

产品规格: 50ml/100ml

### 产品简介:

2-(二乙醇氨基)乙磺酸或N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸简称BES, CAS号为10191-18-1, 分子量为213.2, 是一种生物缓冲剂。尚宝生物BES buffer经高压灭菌处理, pH值为7.2。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
BES缓冲液 (1M, pH=7.2)	50ml	室温

### 操作步骤: (仅供参考)

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. BES缓冲液 (1M, pH=7.2) 为无菌溶液, 请注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>