

## 磷酸钾缓冲液 (0.2M, pH=5.8-8.0)

产品货号: T16501

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸钾缓冲液 (0.2M, pH5.8-8.0)由磷酸氢二钾和磷酸二氢钾按不同比例混合而得,磷酸根浓度为0.2M,客户根据需要可选 pH5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
磷酸钾缓冲液 (0.2M, pH5.8-8.0)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>