

## 乙酸钾溶液（3M，pH=5.5）

产品货号：T16352

产品规格：500ml

### 产品简介：

乙酸钾也称醋酸钾(KAc)，是常规分子生物学试剂。KAc（3M，pH=5.5）主要由冰乙酸、KOH组成，乙酸根为3M，调pH=5.5，常用于DNA乙醇沉淀等。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
乙酸钾溶液（3M，pH=5.5）	500ml	室温

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>