

## 氨基黑10B染色脱色液

产品货号: R23462

产品规格: 100ml

### 产品简介:

氨基黑10B可用于检测印迹膜上的蛋白, 转移的蛋白大于50ng/条带时, 在淡蓝色的背景上可呈现深蓝色的条带, 在测定内部序列时, 对于蛋白质测序和蛋白质原位切割, 氨基黑是最常用的染色剂。氨基黑10B染色脱色液主要由氢氧化钠、去离子水等组成, 适用于氨基黑10B染色液(0.1%-0.5%)的染色后的膜和胶脱色, 其优点是脱色迅速, 背景清晰。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
氨基黑10B染色脱色液	100ml	室温

### 自备材料:

蒸馏水或去离子水、摇床。

### 操作步骤:(仅供参考)

1. 按照氨基黑10B染色液说明书操作步骤染色。
2. 入氨基黑10B染色脱色液室温摇床上脱色过夜。
3. 用蒸馏水、PBS或其它适当溶液漂洗。
4. 根据实验具体要求进行后续步骤。

### 注意事项:

1. 为了您的健康和安全, 请穿戴一次性口罩和手套。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>