

无菌双蒸水

产品货号: T16616

产品规格: 100ml/500ml

产品介绍:

水(H₂O)是由氢、氧两种元素组成的物质, CAS号为7732-18-5, 分子量为18.02。双蒸水是指经过两次蒸馏的水, 是通过蒸馏冷凝制得的水, 所以里面的无机盐含量会很少。

尚宝生物无菌双蒸水经高压灭菌处理, 可用于细胞培养, 亦可用于其他科研用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
无菌双蒸水	100ml/500ml	室温

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 无菌双蒸水为无菌溶液, 请注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>