

## 通用型抗体稀释液

产品货号: T16615

产品规格: 100ml/500ml

### 产品介绍:

NCM Universal Antibody Diluent (通用型抗体稀释液) 是一种即用型的, 适合于稀释所有免疫抗体测定 (Immunofluorescence, IHC, ELISA, WB) 实验中的抗体。该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 在4℃保存和使用不少于六个月; 稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合, 获得更佳的效果, 可反复使用, 节约宝贵的抗体。试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于所有类型抗体稀释, 包括HRP, AP标记的抗体。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
通用型抗体稀释液	100ml/500ml	2-8℃

### 操作步骤:

根据抗体使用说明书, 直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。保存在NCM Universal Antibody Diluent 稀释液中的抗体可回收于4℃保存, 至少可反复多次使用长达6个月以上, 直至不能达到理想结果后丢弃。

### 注意事项:

1. 孵育抗体时尽量在4℃进行, 可延长稀释后抗体的使用寿命。
2. 本品不含叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 但含安全性更高的防腐剂, 还需小心操作避免皮肤直接接触。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>