

鲑鱼精DNA（10mg/ml）

产品货号：T16385

产品规格：1ml/5ml

产品介绍：

尚宝生产的鲑鱼精DNA溶液（10mg/ml）是经过酚氯仿抽提，超声和热变性处理的短片段的单链DNA溶液，可直接用于Southern、Northern等核酸杂交中。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
鲑鱼精DNA（10mg/ml）	1ml/5ml	-20℃

使用说明：

本产品鲑鱼精DNA的浓度为10mg/ml，使用时按实验具体要求操作，稀释至所需工作浓度即可。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>