

## 肝素钠溶液（0.1%，125U/ml，无菌）

产品货号：T16483

产品规格：10ml/100ml/10×10ml

### 产品介绍：

肝素钠(Heparin Sodium)是从猪或牛等的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药，相对分子量为15000。肝素钠能与抗凝血酶III结合，促进其对凝血因子XII、XI、X、IX和凝血酶活性的抑制，抑制血小板聚集从而达到抗凝的作用。肝素钠溶液(0.1%,12.5KU,无菌)适用于红细胞比容测定，但不适用凝血象和血液学一般检查，因为其可使白细胞聚集，并使血液涂片染色后产生蓝色背景。本试剂仅适用于科研领域，不适用于临床。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
肝素钠溶液（0.1%，125U/ml,无菌）	10ml/100ml/10×10ml	-20℃

### 操作步骤：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般情况下应10倍稀释后使用，即1ml的肝素钠溶液(0.1%)可抗凝9~10ml血液。

### 注意事项：

1. 注意无菌操作，避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>