

Tween 20溶液（10%，无菌）

产品货号：T16610

产品规格：100ml

产品介绍：

吐温20又称Tween20或聚氧乙烯20，属于离子表面活性剂，是山梨醇及其一失水、双失水化合物与月桂酸酯按每摩尔山梨醇及其脱水化合物与约20摩尔的环氧乙烷在碱性条件下缩合而制得，CAS号为9005-64-5。Tween20常用浓度为0.1%和1%，其中0.1%的Tween20常用于漂洗PVDF膜或硝酸纤维素膜。通常是先配制成10-20%的ween20储备液，临用时稀释至所需浓度。

Tween20溶液(10%，无菌)主要由Tween20、去离子水等组成，经无菌处理，常用作去污剂或活性剂等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Tween 20溶液（10%，无菌）	100ml	2-8℃

操作步骤：

1. 该试剂浓度较高，一般稀释至0.1%-2%后使用。
2. 当用于漂洗PVDF膜或硝酸纤维素膜配制TBST时，其工作浓度为0.05-0.1%。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免细菌等污染。
2. 温度较冷时，有可能产生絮状物或者结晶，应25-37℃温浴至完全溶解。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>