

人工尿液

产品货号: T10208

产品规格: 500ml

产品简介:

人工尿液是模拟尿液的组分和pH值的一种溶液, 又称人工合成尿液、模拟尿液、人工尿液试剂、人造尿水、人工尿、人造尿。本人工尿液与真实的人体尿液液相似度大于99.5%, pH值4.7较常用。

人工尿液符合以下标准: ISO 3160-2、ISO 105-E04、ISO 12870、EN 1811: 2011、EN6128:2011等。人工尿液主要由氯化钙、氯化镁、氯化钠、硫酸钠、氯化钾、磷酸盐、氯化铵、尿素、等系列物质组成, 但不含肌酐, 其中总钠为108mmol/L, pH值为4.7, 亦可根据客户需求定制不同的pH值: 2.6、4.0、4.5、4.7、5.0、5.5、8.0、8.5、8.7、8.8等。人工尿液适用于尿不湿、纸尿裤等的模拟实验, 用于检测人体接触物的使用寿命。该试剂仅用于科研领域, 不用于临床诊断或治疗。

产品内容:

试剂名称	规格	保存温度
人工尿液	500ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 应根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 人工尿液应密闭保存, 一旦开封, 效率下降。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>