

## 人工尿液（含肌酐）

产品货号：T10209

产品规格：500ml

### 产品简介：

人工尿液是模拟尿液的组分和pH值的一种溶液，又称人工合成尿液、模拟尿液、人工尿液试剂、人造尿水、人工尿、人造尿。本人工尿液与真实的人体尿液液相似度大于99.5%，pH值4.7较常用。

人工尿液（含肌酐）符合以下标准：ISO 3160-2、ISO 105-E04、ISO 12870、EN 1811：2011、EN6128:2011等。人工尿液（含肌酐）主要由氯化钙、氯化镁、氯化钠、硫酸钠、氯化钾、磷酸盐、氯化铵、尿素、肌酐等系物质组成，中总钠为108mmol/L，pH值为4.7，亦可根据客户需求定制不同的pH值：2.6、4.0、4.5、4.7、5.0、5.5、8.0、8.5、8.7、8.8等。人工尿液（含肌酐）适用于尿不湿、纸尿裤等的模拟实验，用于检测人体接触物的使用寿命。该试剂仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。

### 产品内容：

试剂名称	规格	保存温度
人工尿液（含肌酐）	500ml	2-8℃，避光

### 操作步骤(仅供参考)：

1. 应根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 人工尿液（含肌酐）应密闭保存，一旦开封，效率下降。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：4个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com