

牛血清白蛋白溶液(20% BSA)

产品货号: T16547

产品规格: 100ml

产品简介:

牛血清白蛋白溶液 (20% BSA)是用于包被、蛋白添加剂等多种用途的试剂, 主要由BSA(组分V)、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|-------------------|-------|------|
| 牛血清白蛋白溶液(20% BSA) | 100ml | 4℃ |

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 小心操作, 防止细菌污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>