

PB磷酸缓冲液 (pH=8.0)

产品货号: T16820

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PB 磷酸缓冲液(pH8.0)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐钾组成, 不含氯化钠, 不含钙离子和镁离子, pH 值为 8.0, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。可直接使用, 亦可稀释后至恰当浓度使用。

产品内容:

试剂名称	规格	保存条件
PB 磷酸缓冲液 (pH=8.0)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 无需配制, 直接使用, 亦可稀释后至恰当浓度使用。

注意事项:

1. PB磷酸缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>