

柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (1M, pH=6.0)

产品货号: R21732

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

柠檬酸钠又称枸橼酸钠, 在工业上可以作为螯合剂, 在医药行业可作为抗凝剂。在生物学上, 柠檬酸钠多与柠檬酸配合作为柠檬酸盐使用, 柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液在免疫组化过程中可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联, 充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位, 从而大大改善免疫染色效果。

柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(1M, pH=6.0)是柠檬酸与柠檬酸钠按照不同比例混合而得, 其柠檬酸根浓度为1M, pH=6.0, 可用于抗原修复或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (1M, pH=6.0)	100ml	室温
柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (1M, pH=6.0)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 密闭保存, 避免pH发生变化。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>