

冰冻切片抗原修复液

产品货号: R22053

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

尚宝生产的冰冻切片抗原修复液(Quick Antigen Retrieval Solution for Cell Sections)是一种特别适合用于冰冻切片的快速抗原修复液, 只需室温孵育5分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

产品组成:

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|-----------|-------------|------|
| 冰冻切片抗原修复液 | 100ml/500ml | 室温 |

操作步骤:

1. 将冰冻切片用PBS洗涤3次, 每次5min。
2. 将切片浸泡在抗原修复液中, 室温孵育5min。
3. PBS洗涤样本切片, 重复3次, 每次5min。充分洗涤残留的SDS, 以免造成抗体失去活性。
4. 封闭液封闭切片。
5. 随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>