

复方氯化铵溶液(2.5%,无菌)

产品货号: T10413

产品规格: 500ml

产品简介:

复方氯化铵溶液(2.5%, 无菌)属于平衡盐溶液(Balanced Salt SolutionBSS)的一种, BBS与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

复方氯化铵溶液(2.5%, 无菌)主要由2.5%氯化铵、葡萄糖、碳酸氢钠等组成, 用于哺乳动物(或人)细胞离体实验, 肌体灌流、清洗组织, 并维持离体组织的正常生理功能。本试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	规格	保存条件
复方氯化铵溶液(2.5%,无菌)	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求, 保存或清洗离体组织。

注意事项:

1. 由于复方氯化铵(2.5%, 无菌)含大量葡萄糖, 容易产生细菌污染, 请小心操作。
2. 复方氯化铵(2.5%, 无菌)含有氯化铵、碳酸氢钠, 易挥发, 请密闭保存, 尽量避免挥发。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>