

YT培养基(2×,pH=7.0, 无菌)

产品货号: T10404

产品规格: 500ml

产品简介:

YT培养基可用于多种细菌培养。尚宝生物 YT培养基 (2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成,其浓度比常规LB培养基高,经15psi高压灭菌20min。

产品组成:

名称	规格	保存条件
YT培养基(2×,pH=7.0, 无菌)	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求,加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

1. 注意无菌操作,尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>