

YPD/YEPD培养基（无菌）

产品货号：T10403

产品规格：500ml

产品简介：

YPD培养基又称YEPD培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。尚宝生物 YPD培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，其浓度比常规LB培养基高，不含琼脂，经高压灭菌处理20min。

产品组成：

名称	规格	保存条件
YPD/YEPD培养基（无菌）	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考)：

1. 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
2. 如需制备平板，加入2%的琼脂后，高压灭菌20min，待冷至60~70℃后，加入并加入合适的抗菌素。

注意事项：

1. 注意无菌操作，尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>