

## GYT培养基（无菌）

产品货号：T10402

产品规格：500ml

### 产品简介：

GYT培养基是由Tung等人发明的一种培养基，可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油等组成，经无菌处理。

### 产品组成：

名称	规格	保存条件
GYT培养基（无菌）	500ml	2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求，加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作，尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>