

## 10×TM缓冲液 (pH=8.0)

产品货号: T10420

产品规格: 500ml

### 产品简介:

10×TM缓冲液 (pH=8.0) 主要由500mM Tris-HCl、80mM MgSO<sub>4</sub>组成, pH为8.0。为常用的分子生物学实验的pH缓冲液。

本产品为10倍浓缩缓冲液, 经过滤处理, 使用时只需要用无菌蒸馏水或去离子水稀释至工作浓度即可。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
10×TM缓冲液 (pH=8.0)	500ml	2-8℃

### 操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>