

Triton X-100溶液（1%，无菌）

产品货号：T16608

产品规格：100ml

产品介绍：

TritonX-100又称曲拉通100或聚乙二醇辛基苯基醚，是一种非离子型表面活性剂（或称去污剂），分子量为646.86，CAS号为9002-93-1。它能溶解脂质，以增加抗体对细胞膜的通透性，免疫细胞化学中TritonX-100常用浓度为1%和0.3%，其中1%的TritonX-100常用于漂洗组织标本，0.3%的TritonX-100则常用于稀释血清。

TritonX-100溶液(1%，无菌)主要由TritonX-100、去离子水等组成，经无菌处理，常用作去污剂或破膜剂。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Triton X-100溶液（1%，无菌）	100ml	2-8℃

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免细菌等污染。
2. 温度较低时，有可能产生絮状物或者结晶，应25-37℃温浴至完全溶解。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>