

Triton X-100溶液 (0.5%)

产品货号: R22017

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Triton X-100又称曲拉通100或聚乙二醇辛基苯基醚,是一种非离子型表面活性剂(或称去污剂),分子量为646.86, CAS号为9002-93-1。1%的Triton X-100常用于漂洗组织标本,0.3%的Triton X-100则常用于稀释血清,0.1%的Triton X-100常用于LAMP(环介导等温扩增),配制BSA等。但通常是先配制成10-30%的Triton X-100储备液,临用时稀释至所需浓度。

Triton X-100溶液(0.5%)主要由Triton X-100、去离子水等组成,未经无菌处理,常用作去污剂或破膜剂。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	规格	保存条件
Triton X-100溶液 (0.5%)	100ml/500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 温度较冷时,有可能产生絮状无或者结晶,应25-37℃温浴至完全溶解。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>