

PBS平衡盐

产品货号：10050

产品规格：500ml

产品简介：

PBS平衡盐，能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，用于分子克隆及细胞培养等，pH为7.2-7.4，与人体血液等渗，主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾。本产品为1×工作液，经过除菌处理，可直接使用。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
PBS平衡盐	500ml	室温

操作流程：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. PBS在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生，请置于37℃水浴至完全溶解后再使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>