

## 无菌超纯水

产品货号: T10401

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

水(H<sub>2</sub>O)是由氢、氧两种元素组成的物质, CAS号为 7732-18-5, 分子量为18.02。去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。尚宝生物 无菌超纯水经去离子处理后, 经微孔滤膜过滤, 再经高压灭菌处理, 不含细菌, 几乎不含金属离子, 可用于细胞培养和PCR等试验, 亦可用于其他科研用途。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
无菌超纯水	100ml/500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求。

### 注意事项:

1. Deionized Water(For Cell Culture)为无菌溶液, 请注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>