

无菌去离子水(For Cell Culture)

产品货号: T10399

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

水(H₂O)是由氢、氧两种元素组成的物质, CAS号为7732-18-5, 分子量为18.02。去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。尚宝生物 Deionized Water经高压灭菌处理, 可用于细胞培养, 亦可用于其他科研用途。

产品组成:

名称	规格	保存条件
无菌去离子水(For Cell Culture)	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求。

注意事项:

1. Deionized Water(For Cell Culture)为无菌溶液, 请注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>