

组织细胞固定液（4%）

产品货号：T17024

产品规格：500ml

产品介绍：

该固定液是免疫组织化学(IHC)和免疫细胞化学（ICC)研究中最常用的固定剂之一。较为温和，能很好地保存组织的抗原性和细微结构，适于组织标本和细胞片的较长期保存，非常适合组织和细胞的光镜免疫化学研究。

本产品是用PBS配置的组织细胞固定液，可直接用于组织和细胞固定。若需使用其他低浓度的固定液，可使用0.01M PBS按比例稀释。

产品组成：

名称	规格	保存条件
组织细胞固定液（4%）	500ml	室温

使用说明:(仅供参考)

组织固定：室温或4℃浸泡固定2-24h，用缓冲液漂洗后即可石蜡或碳蜡或塑封包埋用于组织切片。

切片固定：室温或4℃固定10min-2h，视切片厚度而定，用缓冲液漂洗后即可用于染色。

细胞固定：室温或4℃固定10-30min，用缓冲液漂洗后即可用。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>