

Triton X-100溶液（0.1%）

产品货号：T17048

产品规格：500ml

产品介绍：

Triton X-100又称曲拉通100或聚乙二醇辛基苯基醚，是一种非离子型表面活性剂（或称去污剂），分子量为646.86，CAS号为9002-93-1。1%的Triton X-100常用于漂洗组织标本，0.3%的Triton X-100则常用于稀释血清，0.1% Triton X-100常用于LAMP(环介导等温扩增)，配制BSA等。但通常是先配制成10-30%的Triton X-100储备液。临用时稀释至所需浓度。

Triton X-100溶液（0.1%）主要由Triton X-100，去离子水等组成。未经无菌处理，常用作去污剂或破膜剂。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品内容：

产品名称	规格	保存条件
Triton X-100溶液（0.1%）	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 温度较冷时，有可能产生絮状物或者晶体，应在25~37℃温浴至完全溶解。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>