

脂质提取试剂（AB液）

产品货号：R23348

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

脂质(Lipid)是中性脂肪、类脂及其衍生物的总称，其共同的物理特性是不溶于水，易溶于有机溶剂(如乙醇、乙醚等)。人体的脂肪主要有两种:1、储存脂肪，如中性脂肪，主要分布于皮下、肾、胰腺等部位。2、结构脂肪，如类脂(磷脂、糖脂、胆固醇等)，主要分布于细胞内。由于在众多脂质染色中容易出现假阳性结果，可采取去脂过程以排除假阳性干扰，脂质提取试剂(AB液)可有效起到去脂作用。

产品组成：

产品名称	100ml	500ml	保存温度
试剂(A): 脂质提取试剂 A	95ml	475ml	室温，避光
试剂(B): 脂质提取试剂 B	5ml	25ml	室温
临用前，按试剂(A):(B)=1:9 的比例混匀，即为脂质提取试剂，2h 有效。			

操作步骤(仅供参考)：

1. 切片入配制好的脂质提取试剂，室温孵育。
2. 流水稍洗，蒸馏水水洗。
3. 进行下游染色实验。

注意事项

1. 配制好的脂质提取试剂不可反复使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com