

PBS-BSA溶液(1%BSA)

产品货号: T17269

产品规格: 100ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要, 主要由无机离子组成, 有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等, 如果有必要还可以加入 HEPES 以维持渗透压的平衡; 平衡盐溶液可以作为完全培养基的基液, 亦可以用于稀释浓缩的氨基酸、维生素溶液以配制完全培养基。

PBS-BSA 溶液(1%BSA)主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、BSA 组成, 不含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} , pH 值约为 7.4, 该试剂未经过滤除菌, 常用于免疫染色抗体的稀释或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
PBS-BSA 溶液(1%BSA)	100ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1. 无需配制, 直接使用。

注意事项:

1. 在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com