

D-PBS缓冲液

产品货号: T17267

产品规格: 500ml

产品简介:

D-PBS 缓冲液, 即杜氏磷酸盐缓冲液, 不含钙、镁和酚红。PH 值范围 7.2-7.4。

D-PBS 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 一般用于细胞游离前的清洗、细胞或组织运输、细胞计数稀释、溶液配制、容器和细胞用品的清洗等。

本产品为 1×工作液, 经过除菌处理, 可直接使用。

组分:

Na₂HPO₄, 8mM;

NaCl, 136mM;

KH₂PO₄, 1.4mM;

KCL, 2.6mM。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
D-PBS 缓冲液	500ml	2-8℃

注意事项:

1. 在使用 D-PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. PBS 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 请置于 37℃ 水浴至完全溶解后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>