

乙酸钠缓冲液 (3M,pH=5.5,RNase free,无菌)

产品货号: T17588

产品规格: 500ml

产品简介:

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc,是常规分子生物学试剂。用于 RNA 乙醇沉淀以及与 RNA 相关实验等,经 RNasefree 处理,已高压灭菌。乙酸钠缓冲液 (3M,pH=5.5,RNase free,无菌),主要由 3MNaAc、HAc 组成,调节 pH 至 5.5。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
乙酸钠缓冲液 (3M,pH=5.5,RNase free,无菌)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 注意密闭保存,否则 pH 值会升高。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>