

乙酸钠缓冲液 (0.025M,pH=5.2,RNase free,无菌)

产品货号: T17587

产品规格: 500ml

产品简介:

乙酸钠缓冲液(0.025M,pH=5.2,RNase free,无菌)是由乙酸与乙酸钠按照不同比例混合而得,其乙酸根浓度为0.025M,主要提供乙酸根,分析试剂,调节pH值等。DEPC水配制,经高压灭菌处理。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
乙酸钠缓冲液 (0.025M,pH=5.2,RNase free,无菌)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>