

## 乙酸钠缓冲液（4M,pH=4.5,无菌）

产品货号：T17584

产品规格：500ml

### 产品简介：

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。常用于 DNA 或 RNA 乙醇沉淀等，经高压灭菌处理。乙酸钠缓冲液(4M,pH=4.5,无菌)，主要由 4M NaAc、HAc 组成，调节 pH 至 4.5。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
乙酸钠缓冲液 (4M,pH=4.5,无菌)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 注意密闭保存，否则 pH 值会升高。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>