

K-EDTA(0.1M,pH=7.4)

产品货号: R2155

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

K-EDTA(0.1M,pH=7.4)主要由 EDTA 钠盐、去离子水组成,用氢氧化钾调 pH 值约为 7.4,多用于细胞凋亡期间 Caspase 分析。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
K-EDTA(0.1M,pH=7.4)	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验结果。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>